

pdf标注软件使用说明

pdf标注软件使用说明

1. 软件目录介绍

1.1 data

1.1.1 data/app

1.1.2 data/chongqing-onlyimage-pdfs

1.1.3 data/usr

1.2 pdf标注软件.exe

2. 软件使用介绍

2.1 输入姓名

2.2 选择数据模态开始标注

2.3 顺序标注

2.4 修改之前的标注

2.4 pdf阅读模块

2.5 停止标注

2.6 快捷键

1. 软件目录介绍

1.1 data

1.1.1 data/app

存放系统配置文件：

type_anno.txt 标注的类别，一行一类

type_data.txt 要标注的数据类别，一行一类

1.1.2 data/chongqing-onlyimage-pdfs

存放要标注的pdf， pdf命名格式：序号 患者ID 模态_检查时间

1.1.3 data/usr

用户文件夹，存储用户的中间标注记录和最终标注结果

每个模态标注结束后，标注结果分别存储在一个json文件中


0.pkl	2022/9/7 14:18	PKL 文件	12 KB
1.pkl	2022/9/7 14:36	PKL 文件	1 KB
label_FFA_yangzekang.json	2022/9/7 14:18	JSON 源文件	25 KB
label_OCT_yangzekang.json	2022/9/7 14:36	JSON 源文件	1 KB

1.2 pdf标注软件.exe

双击运行，注意该文件要和data文件夹在同一文件夹内

2. 软件使用介绍

2.1 输入姓名



在该界面输入一个唯一的用户名，确保用户名唯一，之后会根据用户名来加载标注记录

2.2 选择数据模态开始标注



2.3 顺序标注


红框内显示，需要标注的图像序列范围和当前标注的序号、文件名称



2.4 修改之前的标注




2.4 pdf阅读模块



2.5 停止标注

停止标注后可以退出软件，下次打开软件选中同样模态开始标注后会继续从该位置进行标注；

停止标注后也可以选择其他模态进行标注



2.6 快捷键

键盘	按钮
1	1-AMD患者
2	2-非AMD患者
3	3-不确定
e	下一个
向下方向键	下一个
q	上一个
向上方向键	上一个